

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyp4V2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zwl3

Numéro d'article: CM0024903

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CYP4V2, une enzyme du cytochrome P450 impliquée dans le métabolisme oculaire des acides gras. Adapté pour WB, IF/ICC et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la vision et la dystrophie cornéenne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYP4V2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BCD; CYP4AH1; CYP4V2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	285440
GeneID	285440
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 200-300 de la CYP4V2 humaine (NP_997235.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6ZWL3
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace