


Anticorps Polyclonal Anti-Cyp51A1 Pour Wb, Elisa - Q16850

Numéro d'article: CM0029428



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CYP51A1 (lanostérol 14- α déméthylase), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la biosynthèse du cholestérol et le métabolisme des stérols.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CYP51A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1595
GeneID	1595
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-509 de CYP51A1 (NP_000777.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16850
Poids Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace