


Anticorps Polyclonal Anti-Cyp51A1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16850

Numéro d'article: CM0013522



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CYP51A1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Détecte la lanostérol 14- α -déméthylase, une enzyme de la biosynthèse du cholestérol. Idéal pour la recherche sur le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYP51A1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LDM ; CP51 ; CYP51 ; CYPL1 ; P450L1 ; P450-14DM ; CYP51A1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1595
ID du gène	1595
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 245-420 de CYP51A1 (NP_000777.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q16850
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac réfrigérant