

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cyp7A1 Pour If-P Et Elisa - P22680

Numéro d'article: CM0026564



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CYP7A1 validé pour IF-P et ELISA sur échantillons humains. Cible la cholestérol 7- α -hydroxylase, enzyme clé de la biosynthèse des acides biliaires et de l'homéostasie du cholestérol, essentielle pour la recherche sur le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYP7A1 pAb de lapin
Remarques / Alias	CP7A; CYP7; CYPVII
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1581
GeneID	1581
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la CYP7A1 humaine (NP_000771.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P22680
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace