

Anticorps Polyclonal Anti-Cyp7B1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O75881

Numéro d'article: CM0018796

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine CYP7B1 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le métabolisme des oxystérols, la synthèse des neurostéroïdes et la migration des lymphocytes B. - O75881

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYP7B1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CP7B; CBAS3; SPG5A; CYP7B1
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	9420
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la CYP7B1 humaine (NP_004811.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75881
Poids de la protéine	58kDa
Expédition	Sachet isotherme