

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cypor Pour Wb Et Elisa - P16435

Numéro d'article: CM0021681



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CYPOR humaine (réductase NADPH--cytochrome P450), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient à l'étude du transfert d'électrons dans les systèmes microsomaux du cytochrome P450.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYPOR pAb de lapin
Remarques/alias	CPR ; CYPOR ; P450R
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5447
GeneID	5447
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de la CYPOR humaine (NP_000932.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P16435
Poids moléculaire	77 kDa
Expédition	Sac réfrigérant