

Anticorps Polyclonal Anti-Cyr61 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O00622

Numéro d'article: CM0017733



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CYR61 humain (CCN1/GIG1/IGFBP10) pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Protéine sécrétée de 42 kDa impliquée dans l'adhésion cellulaire et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYR61 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GIG1 ; CYR61 ; IGFBP10
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3491
GeneID	3491
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 120 et 220 du CYR61 humain (NP_001545.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O00622
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac réfrigérant