


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cysltr1 Pour Wb, Elisa - Q9Y271

Numéro d'article: CM0022977



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur 1 des leucotriènes cystéinyle (CYSLTR1), validé pour WB et ELISA chez l'homme et la souris. Convient pour l'étude de l'inflammation, de l'asthme et des voies de signalisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | pAb de lapin anti-CYSLTR1                                                                                             |
| Remarques/Alias    | CYSLT1; CYSLTR; CYSLT1R; HMTMF81; CYSLTR1                                                                             |
| Espèce             | Humain                                                                                                                |
| GeneID (Humain)    | 10800                                                                                                                 |
| GeneID             | 10800                                                                                                                 |
| Immunogène         | Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CYSLTR1 humain (NP_006630.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                 |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                 |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité croisée | Humain, Souris                                                                                                        |
| SWISS              | Q9Y271                                                                                                                |
| Poids protéique    | 39 kDa                                                                                                                |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                          |