


Anticorps Polyclonal Anti-Cystathionase/Cth Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P32929

Numéro d'article: CM0025115



Introduction

Le pAb de lapin dirigé contre Cystathionase/CTH est un anticorps polyclonal validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Il cible la cystathionine gamma-lyase, une enzyme clé de la transsulfuration et de la production de H₂S.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Cystathionase/CTH
Remarques/Alias	CGL; CSE; Cystathionase/CTH
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1491
Immunogène	Protéine recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-405 de la Cystathionase/CTH humaine (NP_001893.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32929
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace