

Anticorps Monoclonal Anti-Cystathionine Bêta-Synthase (Cbs) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35520

Numéro d'article: CM0002757



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la cystathionine bêta-synthase humaine (CBS, P35520), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Convient pour la recherche sur le métabolisme de l'homocystéine, la voie de transsulfuration et la signalisation par le sulfure d'hydrogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin CBS
Remarques/Alias	CBSL ; HIP4 ; CBS
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	875
GenelD	875
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-551 de la CBS humaine (P35520)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P35520
Poids protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace