

Anticorps Monoclonal Anti-Cystatine A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01040

Numéro d'article: CM0010107



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la cystatine A humaine (CSTA). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, et présentant une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'inhibition des protéases et de l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-cystatine A
Remarques/Alias	AREI ; PSS4 ; STF1 ; STFA ; Cystatine A
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1475
ID du gène	1475
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 98 de la cystatine A humaine (NP_005204.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P01040
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace