

Anticorps Monoclonal Anti-Cystatine B Pour Wb, Elisa - P04080

Numéro d'article: CM0003967



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la Cystatine B humaine (Stéfine-B), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de l'inhibition des protéases et de la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cystatin B Rabbit mAb
Remarques/Alias	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; Cystatine B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1476
Identifiant du gène	1476
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 98 de la Cystatine B humaine (NP_000091.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04080
Poids moléculaire de la protéine	11kDa
Expédition	Sac de glace