


Anticorps Polyclonal Anti-Cystatine C Pour Wb, Elisa - P01034

Numéro d'article: CM0013123



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité de lapin anti-Cystatine C, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec la Cystatine C humaine, murine et de rat, un inhibiteur sécrété des protéases à cystéine impliqué dans l'amylose et la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Cystatin C Rabbit pAb
Remarques/alias	ARMD11 ; HEL-S-2 ; Cystatin C
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1471
GeneID	1471
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27 à 146 de la Cystatine C humaine (NP_000090.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P01034
Poids moléculaire	13 kDa
Expédition	Sac de glace