


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cystatine C Pour Wb, Elisa - P01034

Numéro d'article: CM0012586



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Cystatine C de haute qualité (Clone A8933, P01034) validé pour WB et ELISA. Détecte la cystatine C humaine et murine ; idéal pour la recherche sur les maladies rénales et neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Cystatine C
Remarques/Alias	ARMD11 ; HEL-S-2 ; Cystatine C
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1471
ID du gène	1471
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-146 de la cystatine C humaine (P01034)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P01034
Poids moléculaire de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace