


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cystatine C Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P01034

Numéro d'article: CM0004964



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la Cystatine C humaine, validé pour WB, IF, IHC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour étudier la régulation des protéases à cystéine et l'amylose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Cystatine C
Remarques/Alias	ARMD11, HEL-S-2, Cystatine C
Espèce	Humain
Identifiant du gène	1471
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-146 de la Cystatine C humaine (NP_000090.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P01034
Poids moléculaire de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace