

Anticorps Polyclonal Anti-Cyth4 Pour Wb, Elisa - Q9Uia0

Numéro d'article: CM0020533

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la cytohésine-4 humaine (CYTH4), adapté pour le Western blot et l'ELISA ; reconnaît les orthologues de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'échange de nucléotides guanyliques ARF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CYTH4 Lapin pAb
Remarques/Alias	CYT4; PSCD4; DJ63G5.1; cytohésine-4; CYTH4
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	27128
ID de Gène	27128
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-70 de CYTH4 humaine (NP_037517.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UIA0
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace