

Anticorps Monoclonal Anti-Cytochrome C Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P99999

Numéro d'article: CM0010307



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le Cytochrome C humain (P99999), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport mitochondrial d'électrons et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytochrome C Rabbit mAb
Remarques / Alias	CYC; HCS; THC4; C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54205
GeneID	54205
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 105 du Cytochrome C humain (P99999)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P99999
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace