

Anticorps Polyclonal Anti-Cytochrome C Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P99999

Numéro d'article: CM0013459



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le Cytochrome C humain, validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le Cytochrome C humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'apoptose et du transport des électrons mitochondriaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Cytochrome C Lapin pAb
Remarques/Alias	CYC; HCS; THC4; C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54205
GeneID	54205
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-105 du Cytochrome C humain (NP_061820.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P99999
Poids Protéique	12kDa
Expédition	Sac de glace