

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytochrome C Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P99999

Numéro d'article: CM0015360



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-cytochrome C de CamelBio est validé pour la WB, l'IF/ICC, l'IHC-P et l'ELISA. Il détecte le cytochrome C humain, de souris et de rat, un marqueur clé de l'apoptose et de la respiration mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytochrome C Rabbit pAb
Remarques/Alias	CYC ; HCS ; THC4 ; Cytochrome C
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	54205
ID du gène	54205
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-105 du cytochrome C humain (NP_061820.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P99999
Poids moléculaire de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace