

Anticorps Monoclonal Anti-Cytochrome P450 2E1 (Cyp2E1) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05181

Numéro d'article: CM0007237



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CYP2E1 humain, validé pour WB, IF, IHC et ELISA. Détecte le CYP2E1 humain, souris, rat. Idéal pour la recherche dans le métabolisme des médicaments et la toxicologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) Anticorps mAb de Lapin
Remarques/Alias	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; Cytochrome P450 2E1 (CYP2E1)
Espèce	Humain
ID de gène	1571
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 234-493 du Cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) humain (NP_000764.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05181
Poids moléculaire	57kDa
Expédition	Sac de glace