

Mab De Lapin Anti-Cytochrome P450 2E1 (Cyp2E1) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05181

Numéro d'article: CM0007152



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CYP2E1 humain, validé en WB, IHC-P et ELISA ; réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient à l'étude du métabolisme des acides gras et de la détoxification des xénobiotiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-cytochrome P450 2E1 (CYP2E1)
Remarques/Alias	CPE1 ; CYP2E ; P450-J ; P450C2E ; cytochrome P450 2E1 (CYP2E1)
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1571
GeneID	1571
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 234-493 du CYP2E1 humain (NP_000764.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P05181
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace