

Anticorps Monoclonal Anti-Cytochrome P450 4A (Cyp4A11) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q02928

Numéro d'article: CM0002834

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé ciblant le CYP4A11 humain, adapté pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Permet la recherche sur l'oméga-hydroxylation des acides gras, le métabolisme de l'acide arachidonique et la signalisation du 20-HETE. Détecte les protéines humaines, murines et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-cytochrome P450 4A (CYP4A11)
Remarques/Alias	CP4Y; CYP4A2; CYP4AII; CYP4A11; Cytochrome P450 4A (CYP4A11)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1579
GeneID	1579
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 50-150 du CYP4A11 humain (Q02928)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02928
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace