

Anticorps Polyclonal Anti-Cytohésine-1 (Cyth1) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15438

Numéro d'article: CM0021032



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Cytohésine-1 humaine (CYTH1). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA, réagit croisée avec la souris et le rat. Protéine d'environ 46 kDa. Idéal pour les études sur l'activation ARF, le trafic membranaire et la polarisation épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CYTH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	B2-1; SEC7; PSCD1; D17S811E; CYTOHESIN-1; CYTH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9267
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-70 de CYTH1 humaine (NP_004753.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15438
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace