


Anticorps Monoclonal Anti-Cytokératine 10 Pour If-P, Elisa - P13645

Numéro d'article: CM0004493



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la cytokératine 10 humaine (CK-10, K10). Validé pour l'immunofluorescence (IF-P) et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Soutient la recherche sur la différenciation des kératinocytes et la barrière cutanée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb Lapin Cytokératine 10
Remarques/Alias	BIE ; EHK ; IHL ; K10 ; KPP ; BCIE ; CK10 ; Cytokératine 10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3858
GeneID	3858
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 485-584 de la cytokératine 10 humaine (P13645).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13645
Poids protéique	59 kDa
Expédition	Sac de glace