

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cytokératine 12 (Krt12) Pour IF-P, IHC-P, Elisa - Q99456

Numéro d'article: CM0002480

Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la cytokératine 12 (KRT12) humaine, validé pour IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Essentiel pour les études sur l'épithélium cornéen, les filaments intermédiaires et la dystrophie cornéenne de Meesmann.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Cytokératine 12 (KRT12) mAb Lapin
Remarques/Alias	K12; MECD1; Cytokératine 12 (KRT12)
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3859
ID de Gène	3859
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-494 de la cytokératine 12 (KRT12) humaine (NP_000214.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q99456
Poids Protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace