

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytokératine 12 (Krt12) Pour Wb Et Elisa - Q99456

Numéro d'article: CM0029441

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la cytokératine 12 (KRT12) humaine. Adapté pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'épithélium cornéen.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytokératine 12 (KRT12) pAb de lapin
Remarques / Alias	K12 ; MECD1 ; Cytokératine 12 (KRT12)
Espèce	Humain
GenelD (humain)	3859
GenelD	3859
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 295-494 de la cytokine 12 humaine (Cytokératine 12 (KRT12)) (NP_000214.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99456
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace