

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytokératine 12 (Krt12) Pour Wb Et Elisa - Q99456

Numéro d'article: CM0014888

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la cytokératine 12 humaine (KRT12), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'épithélium cornéen et la dystrophie cornéenne de Meesmann.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | pAb de lapin anti-cytokératine 12 (KRT12)                                                                                                          |
| Remarques/Alias    | K12 ; MECD1 ; cytokératine 12 (KRT12)                                                                                                              |
| Espèce             | Humaine                                                                                                                                            |
| ID du gène         | 3859                                                                                                                                               |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 295-494 de la cytokératine 12 humaine (KRT12) (NP_000214.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                              |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                              |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                          |
| Réactivité croisée | Souris, rat                                                                                                                                        |
| SWISS              | Q99456                                                                                                                                             |
| Poids moléculaire  | 54 kDa                                                                                                                                             |
| Expédition         | Poche de glace                                                                                                                                     |