

Anticorps Monoclonal Anti-Cytokératine 13 (Krt13) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13646

Numéro d'article: CM0002117

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Cytokératine 13 (KRT13) humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'épithélium muqueux et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Cytokératine 13 (KRT13)
Remarques/Alias	K13 ; CK13 ; WSN2 ; Cytokératine 13 (KRT13)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3860
Identifiant du gène	3860
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13646
Poids moléculaire de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace