

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytokératine 13 (Krt13) Pour Wb, Elisa - P13646

Numéro d'article: CM0028071

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la cytokératine humaine 13 (KRT13, CK13, K13), validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour des échantillons humains, souris et rat. PM ~50kDa. Utilisation en recherche pour la biologie de l'épithélium muqueux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytokératine 13 (KRT13) Lapin pAb
Remarques/Alias	K13 ; CK13 ; WSN2 ; Cytokératine 13 (KRT13)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3860
ID de gène	3860
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 269-458 de la cytokératine humaine 13 (Cytokératine 13 (KRT13)) (NP_705694.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13646
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace