

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytokératine 13 (Krt13) Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P13646

Numéro d'article: CM0020846

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la cytokératine 13 (KRT13) humaine, également connue sous le nom de CK13 ou WSN2. Adapté aux applications de Western blot, IHC, IF et ELISA dans la recherche sur les épithéliums et les muqueuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-cytokératine 13 (KRT13)
Remarques/Alias	K13; CK13; WSN2; Cytokératine 13 (KRT13)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3860
GeneID	3860
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 269-458 de la cytokératine 13 (KRT13) humaine (NP_705694.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13646
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace