


Anticorps Polyclonal Anti-Cytokératine 14 (Krt14) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02533

Numéro d'article: CM0018682



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Cytokératine 14 humaine (KRT14/CK14), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la KRT14 humaine, murine et de rat. Idéal pour les recherches sur la kératinisation, l'intégrité épithéliale et l'épidermolyse bulleuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytokératine 14 (KRT14), pAb de lapin
Remarques/Alias	K14 ; NFJ ; CK14 ; EBS1 ; EBS3 ; EBS4 ; EBS1A ; EBS1B ; EBS1C ; EBS1D ; Cytokératine 14 (KRT14)
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3861
ID du gène	3861
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 371 et 470 de la Cytokératine 14 humaine (KRT14) (NP_000517.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	P02533
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Pack de glace