


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cytokératine 14 (Krt14) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P02533

Numéro d'article: CM0003344



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la cytokératine 14 (KRT14) (P02533) validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Immunogène protéique recombinant, 52 kDa. Idéal pour la recherche biologique sur les kératinocytes et l'épithélium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytokératine 14 (KRT14) mAb de lapin
Remarques / Alias	K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; Cytokeratin 14 (KRT14)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3861
Identifiant du gène	3861
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 264-457 de la cytokératine 14 (KRT14) humaine (P02533)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02533
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace