

Anticorps Monoclonal Anti-Cytokératine 16 (Krt16) Pour Wb - P08779

Numéro d'article: CM0010857

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Cytokératine 16 humaine (KRT16). Validé pour WB, IHC-P, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche en biologie cutanée et en immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Cytokératine 16 (KRT16)
Remarques/Alias	K16 ; PC1 ; CK16 ; K1CP ; NEPPK ; FNEPPK ; KRT16A ; Cytokératine 16 (KRT16)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3868
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de la Cytokératine 16 humaine (KRT16) (P08779).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P08779
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace