

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytokératine 16 (Krt16) Pour Wb, If/Icc, Ihc-P - P08779

Numéro d'article: CM0028553

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Cytokératine 16 (KRT16) humaine, adapté pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Pour la biologie de la peau et la recherche sur les kératines. (SWISS P08779).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Cytokératine 16 (KRT16) pAb de lapin
Remarques / Alias	K16; PC1; CK16; K1CP; NEPPK; FNEPPK; KRT16A; Cytokératine 16 (KRT16)
Espèce	Humain
GeneID	3868
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190-430 de la Cytokératine 16 (KRT16) humaine (NP_005548.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08779
Poids protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace