

Anticorps Monoclonal Anti-Cytokératine 17 (Krt17) Pour Wb, Elisa - Q04695

Numéro d'article: CM0010816

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Cytokératine 17 (KRT17) validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la différenciation épithéliale, la biologie des follicules pileux et le psoriasis.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin contre la Cytokératine 17 (KRT17)
Remarques / Alias	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Cytokeratin 17 (KRT17)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3872
GeneID	3872
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la Cytokératine 17 humaine (KRT17) (Q04695).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04695
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac isotherme