

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytokératine 17 (Krt17) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q04695

Numéro d'article: CM0020238

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la cytokératine 17 (KRT17) humaine, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Convient à l'étude de la différenciation des kératinocytes, de la biologie du follicule pileux, du psoriasis et de la recherche sur les cellules s épithéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytokératine 17 (KRT17) pAc Lapin
Remarques/Alias	PC, K17, PC2, 39.1, CK-17, PCHC1, Cytokératine 17 (KRT17)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3872
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 133-432 de la cytokératine 17 humaine (NP_000413.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q04695
Poids moléculaire	48kDa
Expédition	Sac de glace