

Anticorps Monoclonal Anti-Cytokératine 17 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - Q04695

Numéro d'article: CM0008231

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la cytokératine 17 humaine, validé pour WB, IF, IHC et ELISA. Réagit également avec les protéines de la souris et du rat. Idéal pour la recherche sur les cellules épithéliales et les phanères cutanés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-cytokératine 17
Remarques/Alias	PC ; K17 ; PC2 ; 39.1 ; CK-17 ; PCHC1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3872
GeneID	3872
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 333 et 432 de la cytokératine 17 humaine (NP_000413.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q04695
Poids moléculaire	48 kDa
Expédition	Sac réfrigérant