

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cytokératine 18 (Ck18) (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa) - P05783

Numéro d'article: CM0008211

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la cytokératine 18 (CK18) validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible la protéine de filament intermédiaire de 48 kDa présente dans les épithéliums simples. Adapté à la recherche sur le cancer, la biologie cellulaire et la recherche diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre la cytokératine 18
Remarques / Alias	K18 ; CK-18 ; CYK18
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3875
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 241-430 de la cytokératine 18 humaine (NP_000215.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05783
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace