

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytokératine 18 (Krt18) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05783

Numéro d'article: CM0017592

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la cytokératine 18 (KRT18) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la biologie des cellules épithéliales et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytokératine 18 (KRT18) pAb de lapin
Remarques/Alias	K18 ; CK-18 ; CYK18 ; Cytokératine 18 (KRT18)
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3875
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 127-430 de la cytokératine 18 (KRT18) humaine (NP_000215.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P05783
Poids moléculaire	48 kDa
Expédition	Sac de glace