


Anticorps Monoclonal Anti-Cytokératine 19 (Krt19) Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08727

Numéro d'article: CM0003427



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la Cytokératine 19 (KRT19) humaine. Adapté pour Western blot, immunofluorescence, immunohistochimie et ELISA. Reconnaît la KRT19 humaine, de souris et de rat. Utilisable pour la recherche sur les filaments intermédiaires et l'organisation musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytokeratin 19 (KRT19) Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	K19; CK19; K1CS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3880
GeneID	3880
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 243-400 de la Cytokératine 19 (KRT19) humaine (NP_002267.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08727
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace