


## Anticorps Polyclonal Anti-Cytokératine 19 (Krt19) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08727

Numéro d'article: CM0016636



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la cytokératine 19 humaine (KRT19/CK19), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la biologie épithéliale et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Spécification                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | pAb de lapin anti-cytokératine 19 (KRT19)                                                                                                                                 |
| Remarques/Alias      | K19 ; CK19 ; K1CS ; Cytokératine 19 (KRT19)                                                                                                                               |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                                                                   |
| GeneID (humain)      | 3880                                                                                                                                                                      |
| GeneID               | 3880                                                                                                                                                                      |
| Immunogène           | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-340 de la cytokératine 19 humaine (KRT19) (NP_002267.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                                     |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                                  |
| Réactivité croisée   | Humain, souris, rat                                                                                                                                                       |
| SWISS                | P08727                                                                                                                                                                    |
| Poids de la protéine | 44 kDa                                                                                                                                                                    |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                                              |