


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cytokératine 19 (Krt19) Pour If, Ihc, Fc, Elisa - P08727

Numéro d'article: CM0006224



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Cytokératine 19 (KRT19) humaine, validé pour IF/ICC, IHC-P, FC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les costamères musculaires et la biologie épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytokératine 19 (KRT19) mAb de lapin
Remarques / Alias	K19 ; CK19 ; K1CS
Espèce	Humain
GeneID	3880
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 301-400 de la Cytokératine 19 (KRT19) humaine (NP_002267.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (intracellulaire), ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P08727
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace