

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytokératine 20 (Krt20) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P35900

Numéro d'article: CM0013322

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Cytokératine 20 (KRT20), adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec des échantillons humains et de souris. Idéal pour l'étude de l'organisation des filaments de kératine, la sécrétion de mucines et la biologie de l'épithélium intestinal. Fait partie du portefeuille de matières premières IVD de CamelBio pour des applications de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytokératine 20 (KRT20) pAb de lapin
Remarques / Alias	K20; CD20; CK20; CK-20; KRT21; Cytokeratin 20 (KRT20)
Espèce	Humain
ID du gène	54474 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 245-424 de la Cytokératine 20 (KRT20) humaine (NP_061883.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P35900
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace