

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cytokératine 2E (Krt2) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35908

Numéro d'article: CM0005822

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Cytokératine 2e humaine (KRT2, CK-2e). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la différenciation épidermique et les kératinocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Cytokératine 2e (KRT2)
Remarques/Alias	K2e ; KRTE ; CK-2e ; KRT2A ; KRT2E ; Cytokératine 2e (KRT2)
Espèce	Humain
GeneID	3849
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 293-422 de KRT2 humain (P35908)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35908
Poids moléculaire protéique	65 kDa
Expédition	Sac de glace