


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytokératine 5 (Krt5) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13647

Numéro d'article: CM0026062



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la cytokératine 5 humaine (KRT5), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la biologie des filaments intermédiaires dans les kératinocytes basaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytokératine 5 Lapin pAb
Remarques/Alias	K5; CK5; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; KRT5A; Cytokératine 5 (KRT5)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3852
ID de gène	3852
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la cytokératine 5 humaine (KRT5) (NP_000415.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P13647
Poids moléculaire	62kDa
Expédition	Sac de glace