

Anticorps Monoclonal Anti-Cytokératine 6 (Krt6) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P48668

Numéro d'article: CM0002536

Introduction

L'anticorps monoclonal recombinant de lapin de CamelBio cible la Cytokératine 6 humaine (KRT6, SWISS P48668), validé pour le western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA. Adapté aux études de biologie épithéliale et de dermatologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-Cytokératine 6 (KRT6)
Remarques / Alias	K6E; KRT6E; PPKNEFD; Cytokératine 6 (KRT6)
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	286887
ID du gène	286887
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 465-564 de la Cytokératine 6 humaine (P48668)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P48668
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace