

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cytokératine 6 (Krt6) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P02538

Numéro d'article: CM0008141



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute pureté ciblant la cytokératine 6 humaine (KRT6A). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'intégrité épithéliale, la cicatrisation et la biologie des kératinocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytokératine 6 (KRT6) mAb Lapin
Remarques/Alias	K6A; K6C; K6D; PC3; CK6A; CK6C; CK6D; CK-6C; CK-6E; KRT6C; KRT6D; Cytokératine 6 (KRT6)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3853
GeneID	3853
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la cytokératine 6 humaine (KRT6) (P02538).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02538
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace