

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cytokératine 6 (Krt6) Pour Wb Et Elisa - P02538

Numéro d'article: CM0030483



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique à la cytokératine 6 (KRT6) humaine, validé pour WB et ELISA. Détecte une bande de 60 kDa ; idéal pour l'étude de l'intégrité épithéliale, la cicatrisation des plaies et les kératinopathies. - P02538

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Cytokératine 6 (KRT6)
Remarques/Alias	K6A; K6C; K6D; PC3; CK6A; CK6C; CK6D; CK-6C; CK-6E; KRT6C; KRT6D; Cytokératine 6 (KRT6)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3853
ID de gène	3853
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la cytokératine 6 (KRT6) humaine (NP_005545.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02538
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace