

Anticorps Monoclonal Anti-Cytokeratine 7 (Krt7) Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P08729

Numéro d'article: CM0005232



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la Cytokeratine 7 humaine (KRT7, CK7). Adapté pour la détection par WB, IF, IHC et ELISA. Réagit de manière croisée avec les orthologues de souris et de rat. Immunogène recombinant (aa 291-463, P08729).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cytokeratine 7 (KRT7) mAb de lapin
Remarques / Alias	K7 ; KRT7 ; SCL ; K2C7 ; Cytokeratine 7 (CK7)
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	3855
ID du gène	3855
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 291-463 de la Cytokeratine 7 humaine (KRT7) (P08729)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08729
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace