

Anticorps Monoclonal Anti-Cytokératine 7 (Krt7) Pour Wb, Ihc-P, If, Elisa - P08729

Numéro d'article: CM0004568



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Cytokératine 7 (KRT7) validé pour WB, IHC-P, IF et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la biologie épithéliale et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Cytokératine 7 (KRT7) mAc Lapin
Remarques/Alias	K7; CK7; SCL; K2C7; Cytokératine 7 (KRT7)
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3855
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la Cytokératine 7 humaine (KRT7) (P08729)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08729
Poids Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace